

MERCATOR gogrip



OPIS PRODUKTU

Producent	MERCATOR MEDICAL S.A. Ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, Polska
Rodzaj rękawicy	niesterylne rękawice ochronne, bezpudrowe, do jednorazowego użycia
Przewidziane zastosowanie	rękawice ochronne, przeznaczone do ochrony przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
Surowiec	nitryl
Środek pudrujący	brak
Kolor	czarny
Kształt	uniwersalny, rękawice pasujące na obie dłonie
Wykończenie mankietu	równomiernie rolowany brzeg
Powierzchnia zewnętrzna	diamantowa tekstura
Powierzchnia wewnętrzna	chlorowana

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rozmiar		S	M	L	XL	XXL
Długość [mm]	Spec. [min.]	240	240	240	240	240
Szerokość [mm]	Spec.	90 ±5	100 ±5	110 ±5	115 ±5	125 ±5
Grubość (pojedyncza ścianka) [mm]	Palec Spec.	0,180 ± 0,018				
	Dłoń Spec.	0,145 ± 0,015				
	Mankiet Spec.	0,085 ± 0,010				
	Przed starzeniem Spec. [min.]	6,0				
Siła zrywu [N]	Po starzeniu Spec. [min.]	6,0				

STANDARTY PRODUKCYJNE I BEZPIECZEŃSTWA

Klasyfikacja	Wyrób Medyczny: nie dotyczy	Środek Ochrony Indywidualnej: CE 2777
Zgodność ze standardami produktowymi	nie dotyczy	Kategoria III (Rozporządzenie (UE) 2016/425)
Zgodność ze standardami jakościowymi	ISO 9001	EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420
Przenikanie wirusów	Badanie wykonano zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604).	
Przenikanie bakterii i grzybów	Badanie wykonano zgodnie z EN ISO 374-5 (EN ISO 374-2).	
Przenikanie substancji chemicznych	Badanie wykonano zgodnie z EN 16523-1.	
Właściwości antystatyczne	Badanie wykonano zgodnie z EN 16350 i EN 1149-2 (patrz Informacje dodatkowe).	
REACH	Wyrób nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006.	
Kontakt z żywnością	Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 10/2011, Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 oraz z Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 o Dobrej Praktyce Produkcyjnej. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, badanie migracji globalnej wykonano zgodnie z EN 1186.	

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Instrukcje przechowywania długotrwałego w magazynie	Przechowywać rękawice w suchym miejscu, w temperaturze 5-40°C i chronić przed oddziaływaniem światła słonecznego. Przechowywać w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń grzewczych, źródeł ognia i ozonu. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników, olejów, paliw, smarów.
Okres ważności	3 lata od daty produkcji
Utylizacja wyrobu	Jeśli wyrób był używany i miał kontakt z płynami ustrojowymi, lub substancjami zakaźnymi – wyrób należy utylizować jako wyrób skażony. Jeśli wyrób był używany w każdym innym przeznaczeniu – utylizować jako odpad zmieszany.
Utylizacja opakowania	Opakowanie z materiału jednorodnego. Opakowania nadają się w 100% do recyklingu, zgodnie z lokalnymi regulacjami.

OZNACZENIE PRODUKTU

Opakowanie zbiorcze	Rozmiar / Numer referencyjny				
	S	M	L	XL	XXL
10 x 50 sztuk	RP30060002	RP30060003	RP30060004	RP30060005	RP30060006
120 x 4 sztuki	RP30070002	RP30070003	RP30070004	RP30070005	RP30070006
10 x 100 sztuk	RP30080002	RP30080003	RP30080004	RP30080005	RP30080006

INFORMACJE DODATKOWE

Właściwości antystatyczne –
rękawice rozpraszające ładunki
elektrostatyczne

Rękawice przebadano zgodnie z wymaganiami normy EN 16350 – Rękawice ochronne - Właściwości elektrostatyczne oraz EN 1149-2 – Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Metoda badania rezystancji skrośnej. Uzyskane wyniki:

EN 16350



	Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3	Próbka 4	Próbka 5	Średnia
Rezystancja skrośna [Ω] (dłoi)	5.31 x 10 ⁷	8.93 x 10 ⁷	5.32 x 10 ⁷	5.05 x 10 ⁷	7.80 x10 ⁷	6.48 x 10 ⁷
Wymóg	Rezystancja skrośna Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω					
Wynik	SPEŁNIA					

UWAGA!

Osoba nosząca rękawice ochronne rozpraszające ładunki elektrostatyczne powinna być odpowiednio uziemiona, np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia. Rękawic rozpraszających ładunki elektrostatyczne nie wolno rozpakowywać, otwierać, regulować ani zdejmować w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej ani podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą ulec pogorszeniu w wyniku starzenia się, zużycia, zanieczyszczenia i uszkodzenia, a także mogą być niewystarczające w przypadku atmosfer łatwopalnych wzbogaconych tlenem, w których konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej oceny. Rękawice nie są przeznaczone do ochrony urządzeń elektrycznych i ochrony przed napięciem sieciowym.