

MedaSEPT NITRILE PF

MEDYCZNE I OCHRONNE
RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE

SPECYFIKACJA

SUROWIEC	NITRYL
KOLOR	NIEBIESKI
ŚRODEK PUDRUJĄCY	BRAK, RĘKAWICE BEZPUDROWE
KSZTAŁT	UNIWERSALNY
MANKIET	ROLOWANY
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA	CHLOROWANA
POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA	TEKSTURA NA KOŃCACH PALCÓW
AQL	1.0 poziom kontroli produktu końcowego: G-1 zgodnie z ISO 2859-1

KLASYFIKACJA & STANDARDY NORMATYWNE

KLASYFIKACJA	WYRÓB MEDYCZNY	ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ
	KLASA I	KATEGORIA III, TYP B
	zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745	zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425
STANDARDY	EN 455 1-4	EN ISO 374-1, EN ISO 374-2,
	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417	EN 16523, EN ISO 374-4,
		EN ISO 374-5, EN ISO 21420

KOD BASIC UDI-DI

590173887RDNPLG

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

ODPORNOŚĆ NA BAKTERIE I GRZYBY	wykazano zgodnie z EN ISO 374-2	 KPT  VIRUS
ODPORNOŚĆ NA WIRUSY	wykazano zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604)	
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA	wykazano zgodnie z EN 16523-1 & EN ISO 374-1	

PARAMETRZY TECHNICZNE & MASTER DATA

rozmiar		XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
nr referencyjny		MSNPF100XS	MSNPF100S	MSNPF100M	MSNPF100L	MSNPF100XL
szerokość dłoni	[mm]	≤80	80±10	95±10	110±10	≥110
długość	[mm]	min. 240				
grubość (pojedyncza ściana rękawicy)	[mm]	palec: 0,09±0,03 dłoń: 0,08±0,03 mankiet: 0,07±0,03				
siła zrywu	[N]	przed starzeniem: 6,0 N po starzeniu 6,0 N				
zawartość pudru	[mg/rękawice]	< 2 mg/rękawice, rękawice bezpudrowe				
zawartość protein lateksowych	[µg/g]	brak, rękawice bezlateksowe				
ilość sztuk w op.		100 sztuk wg. wagi				
ilość op. w kartonie		10 opakowań				
EAN opakowanie		5901738870666	5901738870673	5901738870680	5901738870697	5901738870703
EAN karton		5901738876972	5901738876989	5901738876996	5901738877009	5901738877016
wymiar op.	[mm]	220 (L) x 115 (W) x 60 (H)				
wymiar karton	[mm]	310 (L) x 240 (W) x 235 (H)				
termin ważności		5 lat od daty produkcji				

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Wyrób jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania w celu ochrony pacjenta i użytkownika w celu zminimalizowania ryzyka zakażeń krzyżowych. Rękawice odpowiednie do badań lekarskich oraz innych zabiegów diagnostycznych.

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA

Chronić przed światłem słonecznym, fluorescencyjnym i ozonem przechowywać w suchym miejscu. Zalecana wilgotność względna pomieszczenia, w którym są przechowywane rękawice to $60 \pm 20\%$. Przechowywać rękawice z dala od urządzeń grzewczych i źródeł ognia.

UTYLIZACJA

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ

Odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z:
Rozporządzeniem (WE) 10/2011,
Rozporządzeniem (WE) 1935/2004.
Rozporządzenie (WE) 2023/2006

**PRODUCENT**

MedaSEPT S.A.
ul. Forteczna 19
61-362 Poznań
www.medasept.com

